

PINZAS DE BIOPSIA TRUBITE™

La amplia selección de pinzas de biopsia asegura que usted estará perfectamente equipado para cualquier aplicación. Microtech ofrece pinzas con diámetros de 1.8 mm, 2.3 mm y 3mm además de longitudes de 120, 180, 230 y 150 cm.

Sean afiladas, con estilete, con recubrimiento, dentadas o no, todos los modelos se caracterizan por su alta confiabilidad. El excelente borde de corte de las pinzas de biopsia le permite tomar una muestra para un diagnóstico concluyente de una manera fácil y segura.



Mandíbula dentada



Mandíbula no dentada



Rápida Identificación

Capuchón Protector:

- Rojo – Con Estilete
- Amarillo – Sin Estilete

Recubrimiento:

- Amarillo – Pinzas pediátricas, diámetro 1.8 mm, 180 cm de longitud
- Naranja – Pinzas Gástricas, diámetro 2.3 mm, 230 cm de longitud
- Azul – Pinzas de colon, diámetro 2.3 mm, 230 cm de longitud
- Naranja o Azul – Macro Pinzas, diámetro 3.0 mm, 180 y 230 cm de longitud

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

CONFIABLES.

MUY CÓMODO PARA USAR.

MUESTRAS PARA UN DIAGNÓSTICO
CONCLUYENTE
AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS.

BISAGRAS DE TIJERA DE ALTA CALIDAD.

DISEÑO AMIGABLE CON EL CANAL DE TRABAJO DEL
ENDOSCOPIO.

Especificaciones

Pinzas de Biopsia TruBite™

Pinzas de Biopsia ϕ 2.3 con Recubrimiento

Código	Mandíbula	Diámetro de Mandíbula	Estilete	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
NBF03-01023160	Redonda	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	160	10/Caja
NBF03-01023180	Redonda	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
NBF03-01023230	Redonda	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja
NBF03-11023180	Ovalada	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
NBF03-11123180	Ovalada	2.3	W/	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
NBF03-11023230	Ovalada	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja
NBF03-11123230	Ovalada	2.3	W/	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja
NBF13-11023180	Cocodrilo	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
NBF13-11123180	Cocodrilo	2.3	W/	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
NBF13-11023230	Cocodrilo	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja
NBF13-11123230	Cocodrilo	2.3	W/	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja

Pinzas de Biopsia - Alta capacidad ϕ 2.4 con Recubrimiento

Código	Mandíbula	Diámetro de Mandíbula	Estilete	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
LCNBF13-10024180	Cocodrilo	2.4	W/O	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
LCNBF13-10124180	Cocodrilo	2.4	W/	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
LCNBF13-10024230	Cocodrilo	2.4	W/O	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja
LCNBF13-10124230	Cocodrilo	2.4	W/	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja

Pinzas de Biopsia Jumbo ϕ 3.0 con Recubrimiento

Código	Mandíbula	Diámetro de Mandíbula	Estilete	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
NBF03-01030230	Ovalada	3	W/O	$\geq \phi 3.1$	230	10/Caja
NBF03-01130230	Ovalada	3	W/	$\geq \phi 3.0$	230	10/Caja
NBF13-01030230	Cocodrilo	3	W/O	$\geq \phi 3.1$	230	10/Caja
NBF13-01130230	Cocodrilo	3	W/	$\geq \phi 3.2$	230	10/Caja

PINZAS DE BIOPSIA CALIENTES

Microtech le ahorra varios pasos terapéuticos con esta solución 2 en 1.

Por un lado, las pinzas de biopsia calientes sirven como unas pinzas calientes convencionales, que remueven pólipos colónicos pequeños de manera precisa y segura en el modo activo (caliente), y le ayudan a tomar muestras de tejido para lograr un diagnóstico concluyente en su modo no activo.

Por el otro lado le pueden ayudar para detener un sangrado urgente ya que las lesiones pequeñas se pueden cerrar en cualquier momento con la corriente de coagulación.

Las pinzas de biopsia calientes de Microtech no tienen paralelo con otras en idoneidad para el tratamiento de pacientes con un elevado riesgo de sangrado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

CONFIABLES.

SEGURAS.

CÓMODAS DE USAR.

BISAGRA DE TIJERA DE ALTA CALIDAD.

AISLAMIENTO PTFE A PRUEBA DE PERFORACIONES.

MANGO DE 3 ANILLOS CON CONEXIÓN DE ENERGÍA OLYMPUS.

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE CORTE.



Especificaciones Pinzas de Biopsia Calientes

Pinzas de Biopsia Calientes				
Código	Diámetro de Mandíbula	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
HBF05-11018120	1.8	≥Φ2.0	120	10/Caja
HBF05-11018160	1.8	≥Φ2.0	160	10/Caja
HBF05-11018180	1.8	≥Φ2.0	180	10/Caja
HBF05-11023120	2.3	≥Φ2.8	120	10/Caja
HBF05-11023160	2.3	≥Φ2.8	160	10/Caja
HBF05-11023180	2.3	≥Φ2.8	180	10/Caja
HBF05-11023230	2.3	≥Φ2.8	230	10/Caja

PINZAS DE RETIRO DE CUERPO EXTRAÑO

Las pinzas de cuerpo extraño se utilizan para extraer cuerpos extraños del tracto gastrointestinal.



Cocodrilo



Diente de Rata



Griffin

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

EXCELENTE RELACIÓN COSTO-BENEFICIO.

APERTURA ADECUADA, CAPAZ DE EXTRAER OBJETOS EXTRAÑOS DE GRAN TAMAÑO.

MANGO ERGONÓMICO CAPAZ DE ABRIR Y CERRAR LAS PINZAS CON USANDO UNA SOLA MANO.

Especificaciones

Pinzas de Retiro de Cuerpo Extraño

Pinzas de Cuerpo Extraño - ϕ 2.3 con Recubrimiento

Código	Diámetro de Mandíbula (mm)	Canal de Trabajo (mm)	Apertura de Mandíbula (mm)	Tipo de Pinza	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
NGF03-11023180	2.3	$\geq \phi 2.8$	6.3	Diente de Rata	180	10/Caja
NGF03-11023230	2.3	$\geq \phi 2.8$	6.3	Diente de Rata	230	10/Caja
NGF13-11023180	2.3	$\geq \phi 2.8$	8.1	Cocodrilo	180	10/Caja
NGF13-11023230	2.3	$\geq \phi 2.8$	8.1	Cocodrilo	230	10/Caja
NGF33-11023180	2.3	$\geq \phi 2.8$	8.1	Griffin	180	10/Caja
NGF33-11023230	2.3	$\geq \phi 2.8$	8.1	Griffin	230	10/Caja

Pinzas de Cuerpo Extraño - ϕ 1.8 con Recubrimiento

Código	Diámetro de Mandíbula (mm)	Canal de Trabajo (mm)	Apertura de Mandíbula (mm)	Tipo de Pinza	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
NGF32-11018120	1.8	$\geq \phi 2$		Griffin	120	10/Caja
NGF32-11018180	1.8	$\geq \phi 2$	8.1	Griffin	180	10/Caja

ASA DE POLIPECTOMÍA CALIENTE

Para que la remoción de pólipos en el día a día del hospital sea lo más eficiente posible, Microtech ha desarrollado una serie nueva de asas de polipectomía con una atractiva relación costo-beneficio.

Cada Asa oval está hecha con alambre trenzado con lo que se obtiene una buena fuerza radial, alta estabilidad dimensional y una capacidad de corte precisa. El mango de 3 anillos le brinda un agarre

perfecto transmitiendo el movimiento al asa de manera confiable.

La conexión de energía está montada de manera independiente del conductor de 2 anillos en la parte distal del mando, esto previene que el cable conector mueva el asa cuando ésta se abre y se cierra, lo que facilita el manejo aún más.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

MUY CÓMODA DE USAR.

CONFIABLE Y SEGURA.

CONEXIÓN DE ENERGÍA INNOVADORA.

MANGO DE 3 ANILLOS ERGONÓMICO.

EXCELENTE CAPACIDAD DE CORTE.

FORMA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN.



Manejo Fácil y Seguro:

El alambre trenzado del asa provee al asa de la fuerza necesaria para abrir y ser controlada en cualquier posición, de manera segura y confiable. El Asa ha probado su valor como una solución confiable en la rutina hospitalaria debido a su enorme estabilidad dimensional y buenas propiedades de corte.

El asa ofrece un uso cómodo que se distingue, gracias a una idea simple: el puerto de conexión de energía ha sido separado del conductor de 2 anillos y puede girar sobre su propio eje. Esto permite una apertura suave del asa inclusive cuando el cable de energía está conectado, por lo mismo el cable de energía se mantiene lejos de su



Mango de 3 anillos con conexión de energía

Pinzas de Cuerpo Extraño – Ø1.8 CON RECUBRIMIENTO

Especificaciones

Asa de Polipsectomía Caliente


Asas Rígidas						
Código	Forma del Asa	Diámetro del Asa (mm)	Diámetro del Catéter (mm)	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
PFS01-01023230	Ovalada	10	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-01523230	Ovalada	15	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-02023230	Ovalada	20	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-02423230	Ovalada	24	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-03023230	Ovalada	30	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-03623230	Ovalada	36	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-11523230	Hexagonal	15	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-12423230	Hexagonal	24	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-33023230	Combinada	30	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja

Asas Flexibles						
Código	Forma del Asa	Diámetro del Asa (mm)	Diámetro del Catéter (mm)	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
PFS02-01023230	Ovalada	10	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS02-01523230	Ovalada	15	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS02-02023230	Ovalada	20	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS02-02423230	Ovalada	24	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS02-03023230	Ovalada	30	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja

AGUJAS DE INYECCIÓN

Indicada para inyección endoscópica para inyección de agentes esclerosantes, o vasoconstrictores en sitios seleccionados para controlar sangrados activos o potenciales en lesiones del sistema digestivo.

También se utiliza para inyectar soluciones para ayudar en resección de mucosa, polipectomía y para controlar hemorragias no variciales.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

SEGURO PARA EVITAR QUE SE DESPLIEGUE ACCIDENTALMENTE DURANTE LA INSERCIÓN Y EVITAR DAÑOS AL ENDOSCOPIO, TAMBIÉN AYUDA A UNA PENETRACIÓN ESTABLE DE LA AGUJA.

BOTÓN PARA LIBERAR LA AGUJA, PRESIONE SUAVEMENTE EL BOTÓN PARA REGRESAR LA AGUJA COMPLETAMENTE EN EL CATÉTER Y ASÍ PROTEGER EL ENDOSCOPIO DE CUALQUIER DAÑO.

MANGO ERGONÓMICO, INSERCIÓN COMPLETA DE LA AGUJA Y REGRESO CON UNA SOLA MANO.

Especificaciones

Agujas de Inyección

Agujas de Inyección					
Código	Diámetro (Gauge)	Máxima extensión de la aguja (mm)	Diámetro del Catéter (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
IN12-194232302	19G	4	2.3	230	10/Caja
IN12-195232302	19G	5	2.3	230	10/Caja
IN12-196232302	19G	6	2.3	230	10/Caja
IN12-224232302	22G	4	2.3	230	10/Caja
IN12-225232302	22G	5	2.3	230	10/Caja
IN12-226232302	22G	6	2.3	230	10/Caja
IN12-254232302	25G	4	2.3	230	10/Caja
IN12-255232302	25G	5	2.3	230	10/Caja
IN12-256232302	25G	6	2.3	230	10/Caja

CEPILLOS DE LIMPIEZA

Los cepillos de limpieza desechables de Microtech aseguran una limpieza eficiente de su endoscopio, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada al mínimo.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 2 CABEZAS DE CEPILLO PARA AHORRAR TIEMPO.
- PROTECTORES EN LAS CABEZAS DE LOS CEPILLOS.
- CEPILLOS HECHOS CON NYLON RESISTENTE.
- EMPACADOS INDIVIDUALMENTE.

Especificaciones Cepillos de Limpieza

Cepillos de Limpieza							
Código	Tipo de Cepillo	Diámetro de Cepillo (mm)	Longitud de Cepillo (mm)	Diámetro de Catéter (mm)	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Cepillo de Válvula
CB13-50120/01	Standard	Ø5	20	N/A	N/A	N/A	Cepillo de Válvula
CB18-5050/16	Standard	Ø5	20	Ø1.8	≥Ø2.0	160	N/A
CB18-5050/18	Standard	Ø5	20	Ø1.8	≥Ø2.0	180	N/A
CB18-5050/23	Standard	Ø5	20	Ø1.8	≥Ø2.0	230	N/A
CB18-T5050/23	Cerda Afilada	Ø5	20	Ø1.8	≥Ø2.0	230	N/A
CB18-T5050/23-A	Cerda Afilada	Ø5	20	Ø1.8	≥Ø2.0	230	Cepillo de Válvula
CB18-T5050/23-B	Cerda Afilada	Ø5	20	Ø1.8	≥Ø2.0	230	Cepillo de Válvula
CB23-5050/18	Cerda Afilada	Ø5	20	Ø2.3	≥Ø2.8	180	N/A
CB23-5050/23	Cerda Afilada	Ø5	20	Ø2.3	≥Ø2.8	230	N/A
CB23-T5050/23	Cerda Afilada	Ø5	20	Ø2.3	≥Ø2.8	230	N/A

TRAMPA DE PÓLIPOS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

EMPAQUE INDIVIDUAL.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN.

MÚLTIPLES CÁMARAS PARA MÚLTIPLES MUESTRAS.

MARCADORES VISUALES PARA CADA CÁMARA.

DE UN SOLO USO POR PACIENTE.

Especificaciones Trampa de Pólipos

Trampa de Pólipos		
Código	Descripción	Factor de Empaque
BBP-50	50*50	25/Caja

BOQUILLAS DESECHABLES

Diferentes modelos disponibles: estándar, pediátrico y guardas con un diseño atraumático especial.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DISEÑO SUPERIOR.

SUPERFICIE SUAVE PARA COMODIDAD DEL PACIENTE.

ORIFICIO GRANDE Y FLEXIBLE PARA PERMITIR EL PASO DEL ENDOSCOPIO Y AYUDAR CON LOS DEDOS SIMULTÁNEAMENTE.

CORREA PARA UN AJUSTE CONVENIENTE.



Especificaciones Boquillas Desechables

Trampa de Pólipos			
Código	Indicado para	Color	Factor de Empaque
AC01-103.A	Adulto	Azul	100/Caja
AC01-103.P	Niño	Azul Claro	100/Caja

VÁLVULAS DE CANAL DE TRABAJO



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

UTILIZADAS PARA TAPAR LA ENTRADA DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO.

PREVIENE QUE LOS CONTENIDOS DEL CANAL DE TRABAJO REFLUYAN SIN OBSTRUIR EL PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO.

SIRVEN PARA ENDOSCOPIOS OLYMPUS Y PENTAX.

Especificaciones


Válvulas para Canal de Trabajo

Válvulas para Canal de Trabajo		
Código	Descripción	Factor de Empaque
AC03-101.O	Azul, compatible con endoscopios OLYMPUS/Fujinon	100/Caja
AC03-101.P	Rojo, compatible con endoscopios Pentax	100/Caja

SUAVE Y DURADERO RETRIEVAL NET

EL SISTEMA DE RECUPERACIÓN RETRIEVAL NET OFRECE UNA SOLUCIÓN DE RECUPERACIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE PARA PÓLIPOS Y TEJIDO PARA REVISIÓN HISTOPATOLÓGICA.

UTILIZANDO MATERIALES AVANZADOS Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN, EL RETRIEVAL NET FACILITA LA CONSISTENCIA Y EL CONTROL MEJORADOS DEL DESPLIEGUE, LA POSICIÓN Y EL CIERRE DE LA RED.



BENEFICIOS CLAVE

RED REFINADA

Visibilidad mejorada a través del material de la red para identificar el objetivo de recuperación.

Red suficientemente resistente para un despliegue repetido, pero suave para capturar y preservar suavemente la muestra.

PROCESOS AVANZADOS

El ceñido, rasgado y atado del material de la red se reduce mediante el borde reforzado de la misma y la unión de esta. Esto aumenta la eficiencia y minimiza el tiempo necesario para capturar muestras de manera confiable.

RED LISA Y FUERTE

Nuestra red está hecha de material de catéter más rígido que mejora la inserción del dispositivo en el endoscopio y el posicionamiento de la red. Su resistencia columnar adicional permite un movimiento suave de una muestra para una captura óptima.

RETRIEVAL NET

Código	Diámetro de la red (mm)	Longitud efectiva (mm)	Forma de la red	Canal de trabajo (mm)
NT-E-30/23-p	30	2300	Ovalada	2.8
NT-E-30/16-p	30	1600	Ovalada	2.8

ASA FRÍA DE UN SOLO USO

DIAMOND CUT™

RAPIDEZ Y PRECISIÓN EN CADA CORTE

Alambre de corte fino



Diámetro de asa de 10 o 15 mm

